



Quick Des/Quick Des Lemon

VAH gelistet

Alkoholische Schnelldesinfektion

- aldehydfrei
- gebrauchsfertig
- für unzugängliche Flächen
- duftneutral oder mit Lemonduft



Präparatetyp

Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel. Gebrauchsfertig. Zur Desinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten und Flächen aller Art. Frei von Aldehyden. Besonders für schwer zugängliche Flächen und alle Bereiche, wo eine schnelle Wirksamkeit erforderlich ist.

Zusammensetzung

Wirksamer Bestandteil in 100 g Lösung:
36,6 g Ethanol,
0,06 g Didecyldimethylammoniumchlorid
Enthält Duftstoffe (Quick Des Lemon)

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen des Konzentrates: klare, farblose Lösung
pH-Wert: 7,0 +/- 1,0
Flammpunkt: 25°C

Anwendungsgebiete

Gem. Medizinprodukteverordnung (MPV):
Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen nichtinvasiven Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung:
Zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art.

Anwendung

Alkoholbeständige Flächen bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

Bakterizid inkl. MRSA, levurozid gem. VAH-Richtlinien zur Flächendesinfektion (hohe Belastung):	5 Min.*
Begrenzt viruzid inkl. Vaccinia, BVDV, HBV/HIV/HCV gem. RKI/DVV-Leitlinie:	1 Min.
Rota-Viren gem. EN 14476:	1 Min.
Tuberkulozid gem. EN 14348:	2 Min.

* gelistet in der 5-Min. Spalte der VAH-Liste

Lieferformen

Einzelpackung	Verkaufseinheit	Ref.-No.
Duftneutral		
1 Liter Flasche 5	1 x 1 L	09920
Liter Kanister 10	1 x 5 L	09921
Liter Kanister	1 x 10 L	09922
Lemon		
10 Liter Kanister	1 x 10 L	09925

Gutachten

Prof. Dr. Schubert, Frankfurt/Main:

Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien vom 28.05.2012.

Prof. Dr. Pitten, Gießen:

Gutachten zur Flächendesinfektion nach DGHM/VAH-Richtlinien vom 07.08.2012.

Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit vom 07.08.2012

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:

Gutachten zur Vakzinia-Viren-Wirksamkeit vom 27.09.2005.

Gutachten zur BVDV-Wirksamkeit vom 23.09.2002.

Gutachten zur Rota-Viren-Wirksamkeit vom 18.06.2008.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Achtung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



AMPri Handelsgesellschaft mbH
Benzstr. 16 / 21423 Winsen (Luhe), Germany
Tel. +49 (0)4171 - 8480-0 / www.ampri.de / info@ampri.de

bioSight GmbH
Brasselsbergstr. 3 / 34132 Kassel, Germany
Tel.: +49 (0)561 - 81678111



Quick Des baua: Reg.-Nr. N-51593 PZN 7777045
Quick Des Lemon baua: Reg.-Nr. N-49652 PZN 7777051